




Wichtige Infos

Corpuls Telemetrie umstellen:

1. Corpuls muss 2 Minuten laufen
2. Runden Knopf drücken
3. Telemetrie verbinden
4. Telenotarzt auswählen
5. Warten bis die Symbole leuchten



Benutzer:

v(Dienstnummer) (z.B. v904317)
Passwort

Sonstige Infos:

- Bei NKA /NKV Anwendung
Status 9 über Tetrafunk
- Telenotarzt kann keinen NA
bei der RFL nachalarmieren.
- Alles im EEP dokumentieren.

Übergabehilfe TNA

- **Identifikation:**
Name, Alter, Geschichte, Gewicht
- **Mechanismus:**
Berufungsgrund
(Sturz, Thorax-Schmerz)
- **Injuries/ Information:**
Aktuelle Beschwerden oder
Verletzungen
- **Signs:**
Symptome, Vitalparameter
- **Treatment:**
Welche Maßnahmen wurden
bereits getroffen?
- **Allergies**
- **Medication**
- **Background history**
- **Other Information**

WIR SIND DA.

Aus Liebe zum Menschen.



ÖSTERREICHISCHES
ROTES KREUZ