


Hilfekarte

Telenotarzt

- [Hilfekarte Telenotarzt](#)

Hilfekarte Telenotarzt



Wichtige Infos

Corpuls Telemetrie umstellen:

1. Corpuls muss 2 min laufen
2. Runden Knopf drücken
3. Telemetrie -> Verbinden
4. Telenotarzt auswählen
5. Warten Symbole leuchten



Benutzer:

v(Dienstnummer) (z.B. v904317)

Passwort

Sonstige Infos:

- Bei NKA /NKV Anwendung Anmeldung über Funk notwendig
- Telenotarzt kann keinen NA bei der RFL nachalarmieren
- Alles im EEP Dokumentieren

Übergabehilfe TNA

Identifikation:

Name, Alter, Geschichte, Gewicht

Mechanismus:

Berufungsgrund (Sturz, Thorax Schmerz,)

Injuries/ Information:

Aktuelle Beschwerden / Verletzungen

Signs:

Symptome, Vitalparameter

Treatment:

Welche Maßnahmen wurden bereits getroffen?

Allergies

Medication

Background history

Other Information